

Thealoz Gel

Protezione, idratazione e lubrificazione degli occhi per alleviare i sintomi da occhio secco. Trattamento della sindrome da occhio secco di entità da moderata a grave.

Contenitori monodose – Senza conservanti

INGREDIENTI: Trealosio 3 g, ialuronato sodico 0,15 g, Carbomero (Carbopol 974P) 0,25 g, Sorbitolo, Idrossido di sodio, Acqua per preparazioni iniettabili a 100 g.

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE: Laboratoires Théa – 12 rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand – Cedex 2 Francia

QUANDO USARE THEALOZ GEL:

THEALOZ GEL è un gel fluido da usare sulla superficie dell'occhio durante il giorno e la notte. Può usare **THEALOZ GEL** quando ha segni e sintomi di entità da moderata a grave di occhio secco quali fastidio, dolore pungente o irritazione oculare. Questi sintomi possono essere causati da fattori esterni quali vento, fumo, inquinamento, polvere, sole o freddo, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo, lavoro protratto di fronte allo schermo del computer. **THEALOZ GEL** non contiene conservanti e previene irritazioni e reazioni allergiche che possono insorgere con l'uso di prodotti oftalmici che contengono conservanti. L'utilizzo di prodotti senza conservanti è consigliabile in caso di sensibilità oculare o per uso prolungato.

PROPRIETÀ:

THEALOZ GEL è un gel fluido senza conservanti, sterile, ipotonico e a pH neutro che aiuta a mantenere umidificata la superficie oculare stessa. Gli ingredienti principali sono il trealosio, lo ialuronato di sodio e il carbomero (Carbopol 974P), che consente a **THEALOZ GEL** di permanere più a lungo sull'occhio. Il trealosio protegge, idrata ed è un antiossidante. Il trealosio ha anche proprietà protettive e stabilizzanti delle membrane cellulari.

Lo ialuronato di sodio è un polisaccaride (molecola complessa) presente nell'occhio che mantiene la superficie dell'occhio idratata e lubrificata. Trattiene la soluzione sulla superficie oculare, dando sollievo a lungo e accorciando i tempi di guarigione dell'epitelio corneale (superficie trasparente dell'occhio).

Il carbomero consente a **THEALOZ GEL** di rimanere sulla superficie oculare più a lungo, dando sollievo duraturo ai segni e sintomi dell'occhio secco.

La combinazione di trealosio, ialuronato di sodio e carbomero in **THEALOZ GEL** idrata, lubrifica e inoltre protegge la superficie oculare per lungo tempo e con rapido sollievo.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI SPECIALI PER L'USO:

- Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.
- Non toccare la superficie dell'occhio con la punta del contenitore monodose.
- Non iniettare e non inghiottire.
- Non usare il prodotto se il contenitore è danneggiato.

TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI:

Attendere almeno 15 minuti nell'utilizzo di due differenti prodotti oftalmici.

Usare **THEALOZ GEL** per ultimo.

COME USARE IL PRODOTTO:

METODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: SOLO PER USO OCULARE.

- Lavarsi bene le mani prima dell'uso
- Staccare il contenitore monodose dalla striscia (figura 1)
- Girare a testa in giù e picchiettare il contenitore
- Aprire il contenitore e premere per erogare il gel (figura 2)
- Instillare una goccia nella sacca congiuntivale inferiore (lo spazio tra l'occhio e la palpebra), tirando delicatamente verso il basso la palpebra inferiore e guardando verso l'alto (figura 3).
- Gettare il contenitore, anche se c'è della soluzione residua.

Se porta lenti a contatto, deve rimuoverle prima di utilizzare **THEALOZ GEL**.

Dopo l'instillazione di **THEALOZ GEL**, attendere almeno 30 minuti prima di rimettere le lenti.

DOSAGGIO:

1 goccia in ciascun occhio, da 1 a 4 volte al giorno.

I gel sono particolarmente idonei per l'uso serale, appena prima di coricarsi.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI:

Possibilità di lieve irritazione agli occhi, sebbene sia molto insolito.

COME CONSERVARE THEALOZ GEL:

Mantenere i contenitori monodose all'interno della confezione esterna per proteggerli dalla luce.

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C.

NON USARE IL PRODOTTO DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA CHIARAMENTE SULLA CONFEZIONE.

La data di scadenza si riferisce al prodotto nella confezione integra e conservato correttamente. Non usare i contenitori se sono danneggiati. Gettare i contenitori aperti immediatamente dopo l'uso. Non abbandonare i contenitori nell'ambiente.